



Anesthesia Ventilation Circuit System

麻醉呼吸管路组

Solutions for Life



麻醉呼吸管路组

ANESTHESIA VENTILATION CIRCUIT SYSTEM

麻醉呼吸管路组材料由医用级硅胶和聚砜组成，符合 ISO 10993 (生物相容性) 标准要求。管路采用德国高拉力生物兼容液态硅胶一次成型；各连接接头符合 ISO 5367 标准要求，可与多种呼吸机、麻醉机和湿化罐连接；配件均可进行高压高温 (134°C) 清洗及消毒。麻醉呼吸管路组含成人与儿童两种规格，配置可根据客户要求定制化。



663 系列 663 Series

成人型麻醉呼吸管路组 Anesthesia Breathing Circuit for Adult



产品尺寸 Dimensions

A (集水罐)	B (管路)			C (L型接头)	D (短管)	E (Y型接头)
	B1	B2	B3			
40 ml 22 M	22 F / 22 F 700 mm (19 ID)	22 F / 22 F 500 mm (19 ID)	22 F / 22 F 1300 mm (19 ID)	22 M / 15 F 15 M	180 mm	22 M / 15 F 22 M, 22 M


备注：管路标识长度包含接头长度

订购指南 Ordering Information

型号 Model Number	规格 Specifications	产品组成 Product Composition						
		A	B1	B2	B3	C	D	E
663-200	麻醉呼吸管路组 (透明)				x 2	x 1	x 1	x 1
663-201	麻醉呼吸管路组 (透明)	x 1	x 2		x 1	x 1	x 1	x 1
663-202	麻醉呼吸管路组 (透明)	x 2	x 4			x 1	x 1	x 1
663-200-AB	麻醉呼吸管路组 (蓝色)			x 1	x 2	x 1	x 1	x 1
663-201-AB	麻醉呼吸管路组 (蓝色)	x 1	x 2	x 1	x 1	x 1	x 1	x 1
663-202-AB	麻醉呼吸管路组 (蓝色)	x 2	x 4	x 1		x 1	x 1	x 1

662 系列 662 Series

儿童型麻醉呼吸管路组 Anesthesia Breathing Circuit for Child



产品尺寸 Dimensions

A (集水罐)	B (管路)			C (L型接头)	D (短管)	E (Y型接头)
	B1	B2	B3			
40 ml 22 M	22 F / 22 F 700 mm (15 ID)	22 F / 22 F 500 mm (15 ID)	22 F / 22 F 1300 mm (15 ID)	22 M / 15 F 15 M	180 mm	22 M / 15 F 22 M, 22 M

备注：管路标识长度包含接头长度

订购指南 Ordering Information

型号 Model Number	规格 Specifications	产品组成 Product Composition						
		A	B1	B2	B3	C	D	E
662-200	麻醉呼吸管路组 (透明)				x 2	x 1	x 1	x 1
662-201	麻醉呼吸管路组 (透明)	x 1	x 2		x 1	x 1	x 1	x 1
662-202	麻醉呼吸管路组 (透明)	x 2	x 4			x 1	x 1	x 1
662-200-CB	麻醉呼吸管路组 (蓝色)			x 1	x 2	x 1	x 1	x 1
662-201-CB	麻醉呼吸管路组 (蓝色)	x 1	x 2	x 1	x 1	x 1	x 1	x 1
662-202-CB	麻醉呼吸管路组 (蓝色)	x 2	x 4	x 1		x 1	x 1	x 1

配件 Accessories

型号 Model Number	规格 Specifications	型号 Model Number	规格 Specifications
 668-001	重复式集水罐 (15 M)	 668-012	硅胶管路 (15 ID, 500 mm, 22F/22F)
 668-002	重复式集水罐 (22 M)	 668-013	硅胶管路 (15 ID, 700 mm, 22 F/22 F)
 668-003	重复式 Y 型接头 (22 M, 22 M/15 F, 7.6 F, 6 F)	 668-014	硅胶管路 (15 ID, 1300 mm, 22 F/22 F)
 668-004	重复式 L 型接头 (15 M, 22 M/15 F)	 668-019	重复式 Y 型接头 (10 M, 15 F, 7.6 F)
 668-005	重复式硅胶短管 (180 mm)	 668-020	重复式 L 型接头 (22 F, 22 M/15 F)
 668-006	硅胶管路 (19 ID, 500 mm, 22 F/22 F)	 668-021	重复式 L 型接头 (22 F, 22 M/15 F, 7.6 F)
 668-007	硅胶管路 (19 ID, 700 mm, 22 F/22 F)	 668-022	重复式 Y 型接头 (22 M, 22M/15F)
 668-008	硅胶管路 (19 ID, 1300 mm, 22 F/22 F)	 668-023	重复式直接头 (22 M/15 F, 22 M/15 F)
 668-009	蓝色硅胶管路 (19 ID, 500 mm, 22 F/22 F)	 668-024	重复式直接头 (15 M, 15 M)
 668-010	蓝色硅胶管路 (19 ID, 700 mm, 22 F/22 F)	 668-025	重复式直接头 (22 F, 10 M)
 668-011	蓝色硅胶管路 (19 ID, 1300 mm, 22 F/22 F)	 668-026	重复式直接头 (15 M, 22 M/15 F)

备注：管路标识长度包含接头长度



北京办事处(华北地区)

电话:010-85367028

传真:010-85367028

地址:北京市朝阳区常营么家店路2号院
2号楼1单元702

青岛办事处(山东地区)

电话:0532-66776940

传真:0532-66776941

地址:青岛市市南区福州南路19号
3号楼2404室

西安办事处(西北地区)

电话:029-88216277

传真:029-88216277

地址:西安市雁塔区南二环西段154号
易和蓝钻办公楼一单元10层04室

成都办事处(西南地区)

电话:028-85085744

传真:028-85081044

地址:成都市武侯区鞋都南一路9号
鞋王大厦C栋1403室

深圳办事处(华南地区)

电话:0755-22678552

传真:0755-22678552

地址:深圳市南山区西丽南路留仙大道交汇处
众冠西郡园1栋A-11C

武汉办事处(华中地区)

电话:027-88121829

传真:027-88122039

地址:武汉市武昌区名邸公馆A区
3栋2单元1501室



捷锐企业(上海)有限公司

GENTEC (SHANGHAI) CORPORATION

上海市松江区文吉路499号, 201616

电话:021-67727722

传真:021-67727754

网址:www.gentec.com

电子邮件:info@gentec.com.cn



Genstar Technologies Company Inc.

4525 Edison Avenue, Chino, CA 91710, USA

Tel: 909-606-2726

Fax: 909-606-6485

www.gentec.com



关注微信公众号“捷锐悦呼吸”

随时了解更多新品发布、专业产品知识、展会活动等

捷锐——为您提供医用供气系统整体解决方案