



## OXYGEN & SUCTION THERAPY


氧气与负压治疗器械



# New Products

## New Products

### New Products



## 230M 系列医用减压器

- 最大进气压力 20.7 MPa
- 活塞式减压结构
- 内置式安全阀
- 进气口带青铜过滤器
- 转盘式微孔流量计, 带流量调节
- 符合 ISO 10524-1 标准



Solutions for Life



## CFM130 / CFM140 系列转盘式流量计

- 分别有 4L, 8L, 15L, 25L 流量可选
- 出气节流型, 流量稳定
- CFM130 可与加湿器相连成为吸入器, 或与雾化杯相连成为雾化器
- CFM140 面板安装方式, 可直接安装在医疗供应设备上
- 符合欧洲标准: EN ISO 15002

# COMPANY INTRODUCTION

公司简介

Solutions for Life



## 公司简介

捷锐企业(上海)有限公司,始于1969年,坐落于国家级松江经济技术开发区西部工业园区,拥有36800平方米的高科技厂房及Class 100无尘室。捷锐提供医用供气系统整体解决方案,产品涵盖:气源设备、管道管路系统、医疗监控报警系统、氧气及负压治疗器械、紧急救护产品及呼吸护理产品等,从研究开发、方案设计、生产制造到技术支持等一系列服务,提供一站式交钥匙工程(Turn-Key Solution)。



## 质量保证

品质保证是捷锐营运流程不可分割的部分,从接单、制造到出货,我们采用ISO 13485质量系统及全员品质管理体系(TQM),不断提升产品质量。捷锐产品符合现行标准,包括:CE, UL, ETL, HTM 02-01, NFPA 99, ANSI, MDSAP, SEMI, ASTM等标准与认证。

## 深耕企业文化, 强调团队合作

捷锐每一位新进人员前两个月必须接受相关知识与企业文化培训,例如: 公司领导以身作则、诚实、积极、拒绝傲慢与惰性; 所有员工必须具有工作热忱, 擅于沟通, 无界限互动, 合作促进, 倾力解决, 充满自信, 不断学习, 追求理想与愿景, 使全体员工拥有捷锐人独特的价值观和行为准则。

## 具备雄厚研发力量

捷锐研发气体相关之零件、组件、系统及设备, 科研人员涵盖了化工、材料、机械、电器及软件设计等不同领域的专业人才。捷锐 50 多年的全球市场及研发、生产经验, 提供医疗供气系统领域的整体解决方案。

## 先进的检验设备

捷锐配置了大量的检测设备, 如: 三坐标投影仪、减压器全流量测试装置、氧浓度测试仪、数显微小硬度计、金相显微镜、弹簧测试仪、氦气测漏仪、压力测试仪, 电介质强度测试仪, 漏电流测试仪等, 提升产品质量。

## 氧气治疗器械



- 05. 医用流量计、医用流量计附件
- 10. 转盘式流量计、分流器
- 11. 加湿器、雾化杯
- 12. 墙式氧气吸入器
- 14. 气瓶式氧气吸入器
- 15. 医用减压器
- 22. 医用空氧混合器
- 25. 便携式供氧器、瓶阀、氧气瓶、过氧桥、瓶阀扳手
- 26. 医用胶管
- 27. 医用胶管接头
- 28. 医用气体接头
- 31. 微型终端
- 32. 双微型终端

## 负压治疗器械



- 33. 负压吸引器
- 36. Venturi 负压吸引器
- 38. 负压发生器
- 39. 溢流保护杯
- 40. 射流式负压吸引系统
- 41. 废液收集袋组
- 42. 集液瓶
- 43. 医用滑块、吸引站支架、吸引管
- 44. 过滤器



## GENTEC® 医用供气系统整体解决方案



①

### 负压吸引系统

GENTEC® 为您提供负压吸引系统。稳定的负压吸引系统，使负压吸引工作正常有序进行。



②

### 医用空气系统

GENTEC® 医用空气系统，包括器械空气系统、医疗空气系统以及牙科空气系统。提供洁净的空气系统以满足使用要求。



③

### 医用监控系统

GENTEC® 医用供气监控系统整体解决方案，通过互联网连接，实时监控、统计、分析医院各区域气体和设备运行状况。



## Solutions for Life



④

### 医用供氧系统

GENTEC® 医用供氧系统, 包括汇流排、制氧机、液氧储槽等产品, 多种供氧方式, 方便客户根据实际应用场合, 选择解决方案。

⑤

### 医用气体管道

GENTEC® 医用气体管道采用 ASMT88, B819 医用铜管或不锈钢管运输气体至用气点, 配合先进的焊接技术, 使气体输送过程洁净。

⑥

### 医用气体终端

GENTEC® 医用气体终端, 包括英式、美式、德式、日式等多种类型。终端亦可配合设备带、壁画式终端箱使用, 满足各种病房的需求。英式终端和德式终端通过欧盟 CE 认证。美式终端通过 UL 认证。

# OXYGEN FLOWMETER WITH HUMIDIFIER

墙式氧气吸入器

Solutions for Life

## 流量计

- 双锥度、双数字带背景设计, 180° 视角均可清晰可见
- 197 & 187 系列为后节流型, 用于出气不稳, 允许背压使用



## 接头

- 可附带各种医疗接头
- 型号后“XX”表示空: 不带接头 (1/8" FNPT)
- OH: Ohmeda® 接头
- DS: DISS 六角接头
- DH: DISS 手旋接头
- CH: 3103 (Chemtron®) 系列接头
- PB: 3104 (Puritan-Bennett®) 系列接头
- FS: 3105 (FS 法式) 系列接头
- GS: 3106 (GS 德式) 系列接头
- BS: 3107 (BS 英式) 系列接头
- JIS: 3108 (JIS 日式) 系列接头
- SIS: 3109 (SIS 澳式) 系列接头

## 手动连接

- 组合式设计, 可与加湿器或雾化器连接
- 采用 CGA 1240 标准连接方式
- 可选配软管出口接头, 连接其他氧气治疗器械

## 安全阀

- 当出气异常或使用不当时瓶内压力过高泄压报警

## 加湿器过滤芯

- 内设过滤芯, 避免杂质进入人体
- 适度加湿, 吸入舒适顺畅

## 流量调节旋钮

- 无级调节, 轻松调节所需流量
- 气体标示清晰: 采用 ISO 32 或 NFPA 99 气体标准色标, 便于辨认识别



## 加湿器

- 可浸泡消毒, 亦可 121°C 高温消毒
- 重复使用型
- 带安全泄压阀, 超压蜂鸣报警



FM897-15L-OH

墙式氧气吸入器, 0 ~ 15L

CE  
0123



## 浮标式氧气流量计 Buoy Type Oxygen Flowmeter

## 浮标式空气流量计 Buoy Type Air Flowmeter



FM197A



FM197B



软管接头  
(铜电镀)



软管接头  
(塑料)



FM187A



FM187B

### 特点 Features

- FM19 系列为浮标式氧气流量计, FM18 系列为浮标式空气流量计
- 流量范围: 3L, 6L, 10L, 15L, 25L, 30L, 50L
- FM197B 和 FM187B 系列母体为优质黄铜, 表面电镀; 其余为铝合金, 表面阳极化
- 后节流设计, 流量精度不受出口压力影响, 可与加湿器相连成为吸入器, 或与雾化杯相连成为雾化器, 详见 P12-13 页
- 欧盟 CE 认证
- 符合欧洲标准: EN ISO 15002


CE  
0123



Y 型双流量计




T 型双流量计



流量计带分支接头



流量计带旋转式分支接头



流量计带卡夹连接器  
(DISS 进气接头)



流量计带卡夹连接器  
(软管进气接头)

流量计与各种接头组合的详细信息, 详见P8、P9页

# MEDICAL FLOWMETERS

医用流量计

Solutions for Life

## 氧气流量计 Oxygen Flowmeter



FM293-200CC-X



FM293-1L-X



FM293-3L-X



FM293-16L-X



FM293-75L-X

## 空气流量计 Air Flowmeter



FM293-16L-Q



FM293-75L-Q

### 特点 Features

- 适用于医用氧气, 空气
- 量程: 200 cc/min, 1LPM, 3LPM, 16LPM, 75LPM
- 外形采用方形设计, 读数清晰
- 内部三流道整体成型, 结构紧凑
- 后节流, 流量稳定, 不受出口压力影响
- 标定压力: 50 psi  
允许最大进气压力: 100 psi
- 进气连接: 1/8" NPT(F)
- 出气连接: 9/16"-18UNF(M)
- 精度  
200 cc/min ~ 3 LPM:  $\pm 10\%$  满量程  
16 ~ 75 LPM:  $\pm 5\%$  满量程

型号 Model Number	描述 Specifications
FM293-200CC-X	氧气流量计, 后节流, 200 cc/min, 进气连接: 1/8" NPT(F), 出气连接: 9/16"-18UNF(M)
FM293-1L-X	氧气流量计, 后节流, 1 LPM, 进气连接: 1/8" NPT(F), 出气连接: 9/16"-18UNF(M)
FM293-3L-X	氧气流量计, 后节流, 3 LPM, 进气连接: 1/8" NPT(F), 出气连接: 9/16"-18UNF(M)
FM293-16L-X	氧气流量计, 后节流, 16 LPM, 进气连接: 1/8" NPT(F), 出气连接: 9/16"-18UNF(M)
FM293-75L-X	氧气流量计, 后节流, 75 LPM, 进气连接: 1/8" NPT(F), 出气连接: 9/16"-18UNF(M)
FM293-16L-Q	空气流量计, 后节流, 16 LPM, 进气连接: 1/8" NPT(F), 出气连接: 9/16"-18UNF(M)
FM293-75L-Q	空气流量计, 后节流, 75 LPM, 进气连接: 1/8" NPT(F), 出气连接: 9/16"-18UNF(M)

# MEDICAL FLOWMETERS AND CONNECTORS

Solutions for Life

医用流量计附件

## 流量计与各种接头组合 Flowmeter and Various Joint Combination



Y型双流量计



T型双流量计



流量计带分支接头



流量计带卡夹连接器  
(DISS 或软管进气接头)



流量计带旋转式分支接头



流量计带流量控制模块





















流量计与各种接头组合的详细信息, 详见P8、P9页

# MEDICAL FLOWMETERS CONNECTORS

医用流量计附件

Solutions for Life

## 流量计与各种接头组合 Flowmeter and Various Joint Combination

流量计与各种接头的组合	接头	 FM197A	 FM197B	 FM187A	 FM187B
 Y型双流量计	 Y-FNT2 Y型接头 3-1/8-NPT 内螺纹	FMD197A-50L-XX FMD197A-30L-XX FMD197A-25L-XX FMD197A-15L-XX FMD197A-10L-XX FMD197A-6L-XX FMD197A-3L-XX	FMD197B-50L-XX FMD197B-30L-XX FMD197B-25L-XX FMD197B-15L-XX FMD197B-10L-XX FMD197B-6L-XX FMD197B-3L-XX	FMD187A-50L-XX FMD187A-30L-XX FMD187A-25L-XX FMD187A-15L-XX FMD187A-10L-XX FMD187A-6L-XX FMD187A-3L-XX	FMD187B-50L-XX FMD187B-30L-XX FMD187B-25L-XX FMD187B-15L-XX FMD187B-10L-XX FMD187B-6L-XX FMD187B-3L-XX
 T型双流量计	 T-BFNT2-00 T型三通接头 3-1/8-NPT 内螺纹	FMD197A-50LT-XX FMD197A-30LT-XX FMD197A-25LT-XX FMD197A-15LT-XX FMD197A-10LT-XX FMD197A-6LT-XX FMD197A-3LT-XX	FMD197B-50LT-XX FMD197B-30LT-XX FMD197B-25LT-XX FMD197B-15LT-XX FMD197B-10LT-XX FMD197B-6LT-XX FMD197B-3LT-XX	FMD187A-50LT-XX FMD187A-30LT-XX FMD187A-25LT-XX FMD187A-15LT-XX FMD187A-10LT-XX FMD187A-6LT-XX FMD187A-3LT-XX	FMD187B-50LT-XX FMD187B-30LT-XX FMD187B-25LT-XX FMD187B-15LT-XX FMD187B-10LT-XX FMD187B-6LT-XX FMD187B-3LT-XX
 流量计带分支接头	 FM-PTO, FM-PTA 分支接头	FM197A-50L-XX-P FM197A-30L-XX-P FM197A-25L-XX-P FM197A-15L-XX-P FM197A-10L-XX-P FM197A-6L-XX-P FM197A-3L-XX-P	FM197B-50L-XX-P FM197B-30L-XX-P FM197B-25L-XX-P FM197B-15L-XX-P FM197B-10L-XX-P FM197B-6L-XX-P FM197B-3L-XX-P	FM187A-50L-XX-P FM187A-30L-XX-P FM187A-25L-XX-P FM187A-15L-XX-P FM187A-10L-XX-P FM187A-6L-XX-P FM187A-3L-XX-P	FM187B-50L-XX-P FM187B-30L-XX-P FM187B-25L-XX-P FM187B-15L-XX-P FM187B-10L-XX-P FM187B-6L-XX-P FM187B-3L-XX-P
 流量计带旋转式分支接头	 FM-IPPB-Q(A) 旋转式分支接头	FM197A-50L-XX-PT FM197A-30L-XX-PT FM197A-25L-XX-PT FM197A-15L-XX-PT FM197A-10L-XX-PT FM197A-6L-XX-PT FM197A-3L-XX-PT	FM197B-50L-XX-PT FM197B-30L-XX-PT FM197B-25L-XX-PT FM197B-15L-XX-PT FM197B-10L-XX-PT FM197B-6L-XX-PT FM197B-3L-XX-PT	FM187A-50L-XX-PT FM187A-30L-XX-PT FM187A-25L-XX-PT FM187A-15L-XX-PT FM187A-10L-XX-PT FM187A-6L-XX-PT FM187A-3L-XX-PT	FM187B-50L-XX-PT FM187B-30L-XX-PT FM187B-25L-XX-PT FM187B-15L-XX-PT FM187B-10L-XX-PT FM187B-6L-XX-PT FM187B-3L-XX-PT
 流量计带卡夹连接器 (DISS进气接头)	 FM197B-20 卡夹连接器 (DISS进气接头)	FM197A-50L-XX-CL FM197A-30L-XX-CL FM197A-25L-XX-CL FM197A-15L-XX-CL FM197A-10L-XX-CL FM197A-6L-XX-CL FM197A-3L-XX-CL	FM197B-50L-XX-CL FM197B-30L-XX-CL FM197B-25L-XX-CL FM197B-15L-XX-CL FM197B-10L-XX-CL FM197B-6L-XX-CL FM197B-3L-XX-CL	FM187A-50L-XX-CL FM187A-30L-XX-CL FM187A-25L-XX-CL FM187A-15L-XX-CL FM187A-10L-XX-CL FM187A-6L-XX-CL FM187A-3L-XX-CL	FM187B-50L-XX-CL FM187B-30L-XX-CL FM187B-25L-XX-CL FM187B-15L-XX-CL FM187B-10L-XX-CL FM187B-6L-XX-CL FM187B-3L-XX-CL
 流量计带卡夹连接器 (软管进气接头)	 FB-20-HB4(HB5) 卡夹连接器 (软管进气接头)	FM197A-50L-XX-CP FM197A-30L-XX-CP FM197A-25L-XX-CP FM197A-15L-XX-CP FM197A-10L-XX-CP FM197A-6L-XX-CP FM197A-3L-XX-CP	FM197B-50L-XX-CP FM197B-30L-XX-CP FM197B-25L-XX-CP FM197B-15L-XX-CP FM197B-10L-XX-CP FM197B-6L-XX-CP FM197B-3L-XX-CP	FM187A-50L-XX-CP FM187A-30L-XX-CP FM187A-25L-XX-CP FM187A-15L-XX-CP FM187A-10L-XX-CP FM187A-6L-XX-CP FM187A-3L-XX-CP	FM187B-50L-XX-CP FM187B-30L-XX-CP FM187B-25L-XX-CP FM187B-15L-XX-CP FM187B-10L-XX-CP FM187B-6L-XX-CP FM187B-3L-XX-CP
 流量计带流量控制模块	 FBXX 流量控制模块	FM197A-50L-FBXX FM197A-30L-FBXX FM197A-25L-FBXX FM197A-15L-FBXX FM197A-10L-FBXX FM197A-6L-FBXX FM197A-3L-FBXX	FM197B-50L-FBXX FM197B-30L-FBXX FM197B-25L-FBXX FM197B-15L-FBXX FM197B-10L-FBXX FM197B-6L-FBXX FM197B-3L-FBXX	FM187A-50L-FBXX FM187A-30L-FBXX FM187A-25L-FBXX FM187A-15L-FBXX FM187A-10L-FBXX FM187A-6L-FBXX FM187A-3L-FBXX	FM187B-50L-FBXX FM187B-30L-FBXX FM187B-25L-FBXX FM187B-15L-FBXX FM187B-10L-FBXX FM187B-6L-FBXX FM187B-3L-FBXX

“XX”表示各种医疗接头

# MEDICAL FLOWMETERS AND CONNECTORS

Solutions for Life

医用流量计附件

## 流 量 计

						
FM293-200CC-X	FM293-1L-X	FM293-3L-X	FM293-16L-X	FM293-75L-X	FM293-16L-Q	FM293-75L-Q
FMD293-200CC-X-XX	FMD293-1L-X-XX	FMD293-3L-X-XX	FMD293-16L-X-XX	FMD293-75L-X-XX	FMD293-16L-Q-XX	FMD293-75L-Q-XX
FMD293-200CCT-X-XX	FMD293-1LT-X-XX	FMD293-3LT-X-XX	FMD293-16TL-X-XX	FMD293-75LT-X-XX	FMD293-16LT-Q-XX	FMD293-75LT-Q-XX
FM293-200CC-X-XX-P	FM293-1L-X-XX-P	FM293-3L-X-XX-P	FM293-16L-X-XX-P	FM293-75L-X-XX-P	FM293-16L-Q-XX-P	FM293-75L-Q-XX-P
FM293-200CC-X-XX-PT	FM293-1L-X-XX-PT	FM293-3L-X-XX-PT	FM293-16L-X-XX-PT	FM293-75L-X-XX-PT	FM293-16L-Q-XX-PT	FM293-75L-Q-XX-PT
FM293-200CC-X-CL	FM293-1L-X-CL	FM293-3L-X-CL	FM293-16L-X-CL	FM293-75L-X-CL	FM293-16L-Q-CL	FM293-75L-Q-CL
FM293-200CC-X-CP	FM293-1L-X-CP	FM293-3L-X-CP	FM293-16L-X-CP	FM293-75L-X-CP	FM293-16L-Q-CP	FM293-75L-Q-CP
-	-	-	-	-	-	-

# DIAL STYLE FLOWMETERS & OXYGEN SUPPLY MANIFOLD

转盘式流量计、分流器

Solutions for Life

## 转盘式氧气流量计 Dial Style Oxygen Flowmeter

### 特点 Features

- 分别有 4L, 8L, 15L, 25L 流量可选
- 优质黄铜, 表面 ABS
- 出气节流型, 流量稳定
- CFM130 (除 25L 规格) 可与加湿器相连成为吸入器, 或与雾化杯相连成为雾化器
- CFM140 面板安装方式, 可直接安装在医疗供应设备上
- 符合欧洲标准: EN ISO 15002



CFM130-15LE-00



CFM130-15L-OH



CFM140-15LE-XX

### 订购指南 Ordering Information

CFM130 系列型号 CFM130 Series Model Number	CFM140 系列型号 CFM140 Series Model Number	流量 (LPM) Flow Rate
CFM130-4L-XX / CFM130-4LE-XX	CFM140-4L-XX / CFM140-4LE-XX	0, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4
CFM130-8L-XX / CFM130-8LE-XX	CFM140-8L-XX / CFM140-8LE-XX	0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8
CFM130-15L-XX / CFM130-15LE-XX	CFM140-15L-XX / CFM140-15LE-XX	0, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15
CFM130-25L-XX / CFM130-25LE-XX	CFM140-25L-XX / CFM140-25LE-XX	0, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 25

“XX”表示各种医疗接头, 详见P28-30

## 分流器 Oxygen Supply Manifold



### 特点 Features

- 供急救场合数名患者的同时吸氧
- 分流压力稳定, 节省出气
- 可根据不同患者需求分别调节流量
- 按照 CE 认证标准制造, 符合 EN ISO 15002

## 氧气加湿器 Oxygen Humidifiers



7100R  
(容积为 200 ml)



7100R-L  
(容积为300 ml)



7200R  
(容积为 140 ml)



7300R  
(容积为 350 ml)

### 7100 系列 / 7200 系列 / 7300 系列

- 重复使用型
- 7100 系列、7300 系列杯盖采用医用塑料  
7200 系列杯盖采用医用铝合金
- 带过滤, 有效过滤气体
- 带泄压蜂鸣功能, 及时提醒, 防止压力过高
- 杯子可高温消毒
- 采用 CGA 1240 标准连接方式



## 雾化杯 Nebulizers

### 7700 系列

- 重复使用型
- 带泄压蜂鸣功能, 及时提醒, 防止压力过高
- 可高温消毒
- 用于雾化治疗
- 采用 CGA 1240 标准连接方式



7700R  
(容积为 300 ml)



# OXYGEN FLOWMETER WITH HUMIDIFIERS

墙式氧气吸入器

Solutions for Life

## 组合式设计 Modular Design

## 一体式设计 Integrated Design



流量计

+



加湿器/雾化杯

=



吸入器/雾化器



FM893 氧气吸入器

## 订购指南 Ordering Information

型号 Model	流量 (LPM) Flow Rate	说明 Description
FM893-3L(XX)	3 L	铝阳极化母体, 一体式, 后节流, 不受出口压力影响, 婴幼儿用
FM893-6L(XX)	6 L	铝阳极化母体, 一体式, 后节流, 不受出口压力影响, 儿童用
FM893-10L(XX)	10 L	铝阳极化母体, 一体式, 后节流, 不受出口压力影响, 成人用
FM893-15L(XX)	15 L	
FM897-3L(AX-XX)	3 L	铝阳极化母体, 后节流, 不受出口压力影响, 婴幼儿用
FM897-6L(AX-XX)	6 L	铝阳极化母体, 后节流, 不受出口压力影响, 儿童用
FM897-10L(AX-XX)	10 L	铝阳极化母体, 后节流, 不受出口压力影响, 成人用
FM897-15L(AX-XX)	15 L	
FM897-3L(BX-XX)	3 L	铜电镀母体, 后节流, 不受出口压力影响, 婴幼儿用
FM897-6L(BX-XX)	6 L	铜电镀母体, 后节流, 不受出口压力影响, 儿童用
FM897-10L(BX-XX)	10 L	铜电镀母体, 后节流, 不受出口压力影响, 成人用
FM897-15L(BX-XX)	15 L	

“X”表示所搭配的加湿器或雾化器, 详见P13; “XX”表示各种医疗接头, 详见P28~30



# OXYGEN FLOWMETER WITH HUMIDIFIERS

Solutions for Life

墙式氧气吸入器

## 流量计与加湿器 / 雾化器组合 Flowmeter and Humidifiers / Nebulizers Combination

加湿器 / 雾化器	流 量 计				
					
	FM197A	FM197B	FM187A	FM187B	CFM130
 7100R	FM897-3L(A1-XX) FM897-6L(A1-XX)	FM897-3L(B1-XX) FM897-6L(B1-XX)	FM887-3L(A1-XX) FM887-6L(A1-XX)	FM887-3L(B1-XX) FM887-6L(B1-XX)	FM830-4L(B1-XX) FM830-8L(B1-XX)
 7200R	FM897-3L(A2-XX) FM897-6L(A2-XX)	FM897-3L(B2-XX) FM897-6L(B2-XX)	FM887-3L(A2-XX) FM887-6L(A2-XX)	FM887-3L(B2-XX) FM887-6L(B2-XX)	FM830-4L(B2-XX) FM830-8L(B2-XX)
 7100R-L	FM897-10L(A3-XX) FM897-15L(A3-XX)	FM897-10L(B3-XX) FM897-15L(B3-XX)	FM887A-10L(A3-XX) FM887A-15L(A3-XX)	FM887B-10L(B3-XX) FM887B-15L(B3-XX)	FM830B-15L(B3-XX) FM830B-25L(B3-XX)
 7300R	FM897-10L(A4-XX) FM897-15L(A4-XX)	FM897-10L(B4-XX) FM897-15L(B4-XX)	FM887-10L(A4-XX) FM887-15L(A4-XX)	FM887-10L(B4-XX) FM887-15L(B4-XX)	FM830-15L(B4-XX) FM830-25L(B4-XX)
 7700R	FM897-6L(A7-XX) FM897-15L(A7-XX)	FM897-6L(B7-XX) FM897-15L(B7-XX)	-	-	FM830-4L(B7-XX) FM830-8L(B7-XX) FM830-15L(B7-XX)

“XX”表示各种医疗接头, 详见P28~30

# OXYGEN FLOWMETER REGULATORS WITH HUMIDIFIERS

气瓶式氧气吸入器

Solutions for Life

## 气瓶式氧气吸入器 Oxygen Flowmeter Regulators with Humidifiers



891M

活塞式减压结构  
铜制母体, 表面电镀  
进气管内设过滤网  
可根据客户要求另配鼻氧管



895M

膜片式减压结构  
铜制母体, 表面电镀  
进气管内设过滤网  
可根据客户要求另配鼻氧管



897M

膜片式减压结构  
铜制母体, 镀沙铬  
进气管内设过滤网  
可根据客户要求另配鼻氧管

## 订购指南 Ordering Information

型号 Model	流量 Delivery Flow	进气接头 Inlet Connection	工作压力 Working Pressure	压力表 Gauge	进气压力 Inlet Pressure
891M-10L / 891M-15L	0~10L / 0~15L	CGA 540	0.25 MPa	1.5"	15 MPa
895M-10L / 895M-15L	0~10L / 0~15L	CGA 540	0.25 MPa	2"	15 MPa
897M-10L / 897M-15L	0~10L / 0~15L	CGA 540	0.25 MPa	2"	15 MPa
891M-10LH / 891M-15LH	0~10L / 0~15L	CGA 540 手轮	0.25 MPa	1.5"	15 MPa
895M-10LH / 895M-15LH	0~10L / 0~15L	CGA 540 手轮	0.25 MPa	2"	15 MPa
897M-10LH / 897M-15LH	0~10L / 0~15L	CGA 540 手轮	0.25 MPa	2"	15 MPa
891M-10LY / 891M-15LY	0~10L / 0~15L	CGA 870	0.25 MPa	1.5"	15 MPa
895M-10LY / 895M-15LY	0~10L / 0~15L	CGA 870	0.25 MPa	2"	15 MPa
897M-10LY / 897M-15LY	0~10L / 0~15L	CGA 870	0.25 MPa	2"	15 MPa
891M-10LBS / 891M-15LBS	0~10L / 0~15L	BSP 5/8	0.25 MPa	1.5"	15 MPa
895M-10LBS / 895M-15LBS	0~10L / 0~15L	BSP 5/8	0.25 MPa	2"	15 MPa
897M-10LBS / 897M-15LBS	0~10L / 0~15L	BSP 5/8	0.25 MPa	2"	15 MPa
891M-10LBSH / 891M-15LBSH	0~10L / 0~15L	BSP 5/8 手轮	0.25 MPa	1.5"	15 MPa
895M-10LBSH / 895M-15LBSH	0~10L / 0~15L	BSP 5/8 手轮	0.25 MPa	2"	15 MPa
897M-10LBSH / 897M-15LBSH	0~10L / 0~15L	BSP 5/8 手轮	0.25 MPa	2"	15 MPa
891M-10LDIN / 891M-15LDIN	0~10L / 0~15L	DIN 477 NO.9	0.25 MPa	1.5"	15 MPa
895M-10LDIN / 895M-15LDIN	0~10L / 0~15L	DIN 477 NO.9	0.25 MPa	2"	15 MPa
897M-10LDIN / 897M-15LDIN	0~10L / 0~15L	DIN 477 NO.9	0.25 MPa	2"	15 MPa

## 流量计式减压器 Regulators with Flowmeter



191M-15L  
活塞式减压结构, 表面电镀



197M-15L  
膜片式减压结构, 表面镀铬

CE  
0123



195M-15L  
膜片式减压结构, 表面电镀

### 特点 Features

- 出气截流型设计
- 最大进气压力 20.7 MPa
- 流量: 0 ~ 15 LPM
- 可与氧气瓶直接连接使用
- 浮子流量计, 使用时出口可以进行背压
- 通过 CE 认证, 符合 ISO 10524-1

### 订购指南 Ordering Information

型号 Model	流量 Delivery Flow	进气接头 Inlet Connection	工作压力 Working Pressure	母体 Body
191M-15L	0~15 LPM	CGA 540	0.25 / 0.4 MPa	铜电镀
191M-15LY	0~15 LPM	CGA 870	0.25 / 0.4 MPa	
195M-15L	0~15 LPM	CGA 540	0.25 / 0.4 MPa	铜电镀
195M-15LY	0~15 LPM	CGA 870	0.25 / 0.4 MPa	
197M-15L	0~15 LPM	CGA 540	0.25 / 0.4 MPa	铜镀沙铬
197M-15LY	0~15 LPM	CGA 870	0.25 / 0.4 MPa	

# MEDICAL GAS REGULATORS

医用减压器

Solutions for Life

## 195M 系列医用减压器 195M Series Medical Gas Regulators



195M-540D



195MA-15-870



195M-540D-FOH



195MG-8-870

### 特点 Features

- 接气瓶使用
- 铜制母体, 表面电镀
- 最大进气压力 20.7 MPa
- 出气压力 0.2 ~ 0.6 MPa
- 1.5" 流量表
- 进气口带烧结青铜过滤器
- 内置式安全阀
- 膜片式减压结构
- 接瓶架符合 CGA V1 标准
- 通过 CE 认证, 符合 ISO 10524-1

CE  
0123

### 订购指南 Ordering Information

Ex:	195M	G	- 15	- CGA540
	系列号 Series	进气方式 Inlet Type	流量表规格 Flow Gauge	CGA 接头 CGA Connector
	195M	空: 基本型 G: 带出气管和压力表 A: 轴向进气	空: 不带流量表 5: 5L 8: 8L 15: 15L	CGA540 CGA580 .....

## 195MZ 系列医用减压器 195MZ Series Medical Gas Regulators

### 特点 Features

- 接终端使用
- 铜制母体, 表面电镀
- 最大进气压力 1 MPa
- 出气压力 0 ~ 0.28 MPa
- 2" 流量表
- 进气口带烧结青铜过滤器
- 内置式安全阀
- 膜片式减压结构
- 适用于各种标准的终端接口
- 符合 ISO 10524-4



195MZ-O2-GS-HB4

### 订购指南 Ordering Information

Ex:	195MZ	- O2	- GS	- HB4	
	系列号 Series	气体 Gases	进气接头 Inlet Connection	出气接头 Outlet Connection	
	195MZ	O2: 氧气 AIR: 空气 N2O: 笑气 CO2: 二氧化碳 N2: 氮气	OH: Ohmeda® 接头 DH: DISS 手旋接头 CH: 3103 (Chemetron®) 系列接头 FS: 3105 (FS 法式) 系列接头 BS: 3107 (BS 英式) 系列接头 SIS: 3109 (SIS 澳式) 系列接头	DS: DISS 六角接头 NS: NISS 六角接头 PB: 3104 (Puritan-Bennett®) 系列接头 GS: 3106 (GS 德式) 系列接头 JIS: 3108 (JIS 日式) 系列接头	HB4: 1/4" 软管接头 HB5: 5/16" 软管接头 FDS: DISS 出气接头

## 230 系列医用减压器 230 Series Medical Gas Regulators



### 特点 Features

- 铜制母体, 表面电镀
- 最大进气压力 20.7 MPa
- 出气压力 0.2 ~ 0.6 MPa
- 1.5" 流量表
- 进气口带烧结青铜过滤器
- 活塞式减压结构
- 接瓶架符合 CGA V1 标准
- 通过 CE 认证, 符合 ISO 10524-1



230M-15-CGA540-M



230M-15-CGA870

### 订购指南 Ordering Information

Ex:	230M	- 15	- 540	- M
	系列号 Series	流量表规格 Flow Gauge	CGA 接头 CGA Connector	进气管长度 Inlet Connector Length
	230M	5: 5L 8: 8L 15: 15L 45: 45L 50 P: 50 psi	540: CGA540 870: CGA870 .....	空: 标准 M: 中管 (2") L: 长管 (6")

# MEDICAL GAS REGULATORS

医用减压器

Solutions for Life

## 152M, 197M 系列医用减压器 152M, 197M Series Medical Gas Regulators

### 特点 Features

- 铜制母体, 表面镀沙铬
- 最大进气压力 20.7 MPa
- 出气压力 0.01 ~ 0.85 MPa
- 2" 压力表
- 进气口带烧结青铜过滤器
- 外置式安全阀
- 膜片式减压结构
- 接瓶架符合 CGA V1 标准
- 通过 CE 认证, 符合 ISO 10524-1



152MX-80



197M-870-YSC



### 订购指南 Ordering Information

Ex:	152M	- 80	- 540	- M
	系列号 Series	输出压力 Delivery Pressure	CGA 接头 CGA Connector	进气管长度 Inlet Connector Length
	152M	15: 15 psi	540: CGA540	空: 标准
	197M	40: 40 psi 80: 80 psi 125: 125 psi	870: CGA870 .....	M: 中管 (2") L: 长管 (6")
		空: (仅适用于 197M 系列)		

### 气体接头对照表 Gas Connection Table

气体	CGA (螺纹)	CGA (手轮)	CGA (接瓶架)	DIN (477)	BS (螺纹) (341)	BS (手轮) (341)
O <sub>2</sub>	BP-CGA540	BP-CGA540H	CGA870-2	BP-DIN477-9	BP-BS341-3	BP-BS341-3H
AIR	BP-CGA346	BP-CGA346H	CGA950-2	BP-DIN477-13	BP-BS341-3	BP-BS341-3H
He	BP-CGA580	-	CGA930-2	-	-	-
NE	BP-CGA580	-	-	-	-	-
N <sub>2</sub>	BP-CGA580	-	CGA960-2	BP-DIN477-10	-	-
N <sub>2</sub> O	BP-CGA326	BP-CGA326H	CGA910-2	BP-DIN477-11	-	-
CO <sub>2</sub>	BP-CGA320	-	CGA940-2	BP-DIN477-6	BP-BS341-8	-
O <sub>2</sub> +N <sub>2</sub> O	BP-CGA280	-	CGA965-2	-	-	-
He <sub>2</sub> +O <sub>2</sub>	BP-CGA280	-	CGA890-2 CGA930-2	-	-	-

## 230M 系列医用减压器 130M Series Medical Gas Regulators



230M-15L2

### 特点 Features

- 阀体黄铜镀铬
- 最大进气压力 20.7 MPa
- 1.5" 抗震压力表, 经 UL 认证
- 符合 ISO 10524-1 标准
- 内置式安全阀
- 活塞式减压结构
- 进气口带青铜过滤器
- 转盘式微孔流量计, 带流量调节



230M-15LY2



230M-15LBS2

# MEDICAL GAS REGULATORS

医用减压器

Solutions for Life

## 284, 285, 287, 288 系列医用减压器 284, 285, 287, 288 Series Medical Gas Regulators



284MA-15L1



284MA-15LY



284MA-15LBSH1-FOH



285MA-8LY



287MA-15LY



288MA-8LY



287MA-15L-BS

### 特点 Features

- 284, 285 系列适用于医用氧气
- 287, 288 系列适用于医用空气
- 铝合金母体, 内腔黄铜
- 最大进气压力 20.7 MPa
- 1.5" 抗震压力表, 经 UL 认证
- 符合 CGA 标准
- 内置式安全阀
- 活塞式减压结构
- 进气口带青铜过滤器
- 转盘式微孔流量计, 带流量调节



## 286 系列医用减压器 286 Series Medical Gas Regulators

### 特点 Features

- 286 系列为全铜减压器
- 最大进气压力 20.7 MPa
- 1.5" 抗震压力表, 经 UL 认证
- 符合 CGA 标准
- 内置式安全阀
- 活塞式减压结构
- 进气口带青铜过滤器
- 转盘式微孔流量计



286M-15LY2



286M-15LBS1-FBS

CE  
0123

流量档位 Flow Rate	流量范围 (LPM) Flow Range
4 L	0, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4
8 L	0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8
15 L	0, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15
25 L	0, 0.5, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25

### 订购指南 Ordering Information

Ex:	130M	- 15L	Y	2	- FBS
	系列号 Series	流量档位 Flow Rate	进气接头 Inlet Connector	DISS 出气接头 DISS Outlet(s)	微型终端出气接头 Coupler Outlet(s)
	130M	4L	空: CGA540 进气接头	空: 不带 DISS 出气接头	空: 不带微型终端
	284MA	8L	Y: CGA870 进气接头	1: 带 1 个 DISS 出气接头	FOH: 美式 Ohmeda® 微型终端
	285MA	15L	BS: 英式 (BP-BS341-3) 进气接头	2: 带 2 个 DISS 出气接头	FDS: 美式 DISS 六角微型终端
	286M	25L	BSH: 英式 (BP-BS341-3H) 手旋进气接头	D: 带软管出气接头	FDH: 美式 DISS 手旋微型终端
	287MA		.....		FFS: 法式 (NF S 90-116) 微型终端
	288MA				FGS: 德式 (DIN 13260-2) 微型终端
					FBS: 英式 (BS5682-1998) 微型终端
					FJIS: 日式微型终端
					FSIS: 澳式 (AS2896) 微型终端

# AIR / OXYGEN BLENDERS

医用空气混合器

Solutions for Life

## 保护罩

- 光滑曲面造型, 清洁无死角

## 安装支架

- 带安装支架, 可配合医用滑块悬挂使用



## 主出气口

- CGA V-5 1240 (DISS) 接头
- 带单向阀
- 可与 GENTEC 流量计搭配使用

## 氧浓度调节旋钮

- 人体工程学设计
- 氧浓度由 21% ~ 100% 任意调节

## 辅助出气口

- CGA V-5 1240 (DISS) 接头
- 带单向阀
- 可与 GENTEC 流量计搭配使用

## 颜色标准

- GB / ISO 和 USA 颜色标准可选



## 空气进气口

- GB / ISO 标准: ISO 18082 A3 (NIST) 空气接头
- USA 标准: CGA V-5 1160 (DISS) 空气接头
- 带过滤器和逆止阀
- 可与 GENTEC 医用胶管搭配使用
- 进气压力: 0.28 ~ 0.6 MPa
- 压差  $\leq 0.12$  MPa

## 氧气进气口

- GB / ISO 标准: ISO 18082 A8 (NIST) 氧气接头
- USA 标准: CGA V-5 1240 (DISS) 氧气插头
- 带过滤器和逆止阀
- 可与 GENTEC 医用胶管搭配使用
- 进气压力: 0.28 ~ 0.6 MPa
- 压差  $\leq 0.12$  MPa

主流量计

辅助流量计



## 特点 Features

- 适用于新生儿及婴儿正压通气治疗
- 过调节氧气和空气比例, 可配制出不同浓度的医用氧气, 满足医学临床中不同浓度氧气的需要
- 双锥配比阀及双级自平衡式稳压装置, 输出浓度精度等级:  $\pm 3\%$  FS
- 双输出口结构, 可实现同时多处供气
- 带排放器, 氧气浓度由 21% ~ 100% 全范围调节
- 内置报警装置, 报警的同时可提供不间断供气, 在医护人员排除故障的同时, 为病患提供持续供气
- 医疗器械注册证号: 沪食药监械准 20212080216 号

空气混合器不带流量计



空气混合器带主流量计



空气混合器带辅助流量计



空气混合器带1个主流量计和1个辅助流量计



空气混合器带2个主流量计和1个辅助流量计



## 订购指南 Ordering Information

Ex: GMX	U	-	AIR/O2	-	NS &	P15	A15	&	OH	3	F	D20
型号 Model Number	颜色代码 Color Code	气体代码 Gas Code	默认联接 Default Connections	主流量计 Primary Flowmeter	辅助流量计 Auxiliary Flowmeter	胶管进气接头 Hose Assemblies	胶管长度 Hose Length	过滤器 Filter	卡夹 Clip			
GMX030: (0~30 LPM) 注: 最小耗气量 3LPM	E: ISO (白色) U: USA (绿色) G: GB (白色)	AIR/O2: 空气+氧气	空: 标配 (ISO标准时带 NIST接头, USA标准时带 DISS接头)	空: 主出口 (无流量计) P0: 无出口 (堵塞密封) P3: 0~3 LPM P6: 0~6 LPM	空: 主出口 (无流量计) A0: 无出口 (堵塞密封) A3: 0~3 LPM A6: 0~6 LPM	空: 无胶管进气接头 OH: Ohmeda® 接头 DS: DISS 接头 FS: 3105 (FS 法式) 系列接头 GS: 3106 (GS 德式) 系列接头 BS: 3107 (BS 英式) 系列接头 JIS: 3108 (JIS 日式) 系列接头 SIS: 3109 (SIS 澳式) 系列接头  更多接头形式敬请联系 捷锐公司	3: 3 M 空气胶管 长3米, 氧气胶管 长3米	空: 无除水 过滤器 F: 带除水 过滤器	空: 无卡夹 D20: Φ8~20杆 D30: Φ10~30杆 D40: Φ12~40杆 S25: 25X10导轨			
GMX120: (0~120 LPM) 注: 最小耗气量 10LPM			DS: ISO标准时 带 DISS接头 NS: USA标准时 带 NIST接头	P15: 0~15 LPM P25: 0~25 LPM P50: 0~50 LPM P70: 0~70 LPM	A15: 0~15 LPM A25: 0~25 LPM A50: 0~50 LPM A70: 0~70 LPM							

# AIR / OXYGEN BLENDERS

医用空气混合器

Solutions for Life

## 使用示意图 Diagram



## 配件 Accessories

### 流量计



### ISO 标准进气软管



### USA 标准进气软管



### 滑块



### 除水过滤器



### 转麻醉管路接头 (电镀)



### 转鼻USA氧管接头 (塑料)



### 转鼻ISO氧管接头 (塑料)



### 转鼻氧管接头 (电镀)



# PORTABLE OXYGEN SYSTEM, CYLINDER VALVES, CYLINDERS, REFILLING BRIDGE

Solutions for Life

便携式供氧器、瓶阀、氧气瓶、过氧桥、瓶阀扳手

## 便携式供氧器 Portable Oxygen System

### 特点 Features

- 医用供氧器适用于登山、旅游等外出携带
- 铝合金医用氧气瓶
- 配 284M 氧气减压器
- 含氧气吸入器、鼻氧管、背袋

型号 Model	压力 Delivery Pressure	容积 Liters	重量 Weight	使用时间 Working Hours
GMK-2.5	15 MPa	2.5 L	5 Kg	2 h



## 瓶阀 Cylinder Valves

GMV97-870T



GMV97-870W



GMV-CGA540



型号 Model	进气形式 Inlet Connection	出气形式 Outlet Connection
GMV97-870T	3/4"-16UNF	CGA870
GMV97-870W	3/4"-16UNF	CGA870
GMV-CGA540	3/4"-16UNF	CGA540

注: 如需订购其它形式瓶阀, 请联系公司

## 氧气瓶 Cylinders



## 过氧桥 Refilling Bridge

- 适用于给小钢瓶充气



CRB-CGA540-CGA870

## 瓶阀扳手 Spanner



27-MCW870



型号 Model	压力 Delivery Pressure	容积 Capacity	外径 Outside Diameter	高度 Height	螺纹 Thread Type	出气接头 Outlet Connection	瓶阀 Cylinder Valve
CY1X-870W	15 MPa	1.1 L	3"	12"	3/4"-16UNF	CGA 870	GMV-870W
CY3X-870W	15 MPa	3 L	4.5"	16"	3/4"-16UNF	CGA 870	GMV-870W
CY5X-870W	15 MPa	5 L	4.5"	25"	3/4"-16UNF	CGA 870	GMV-870W

# MEDICAL HOSES

医用胶管

Solutions for Life

## 医用胶管 Medical Hoses

### 特点 Features

- 医用气体专用胶管可以连接各式终端插头
- 适用于氧气、负压吸引、医用空气、笑气、废气、二氧化碳、氮气
- 工作压力：200 psi
- 欧盟 CE 认证
- 标准长度为 100 米



34E-Green



34E-White



34E-Yellow



34E-Blue



34E-Grey



35E-Purple



34E-Black



35E-Rose



型号 Model	规格 Standard	颜色 Color	型号 Model	规格 Standard	颜色 Color
34E-Green	1/4"	绿色	35E-White	5/16"	白色
34E-White	1/4"	白色	35E-Yellow	5/16"	黄色
34E-Yellow	1/4"	黄色	35E-Rose	5/16"	玫红色
34E-Blue	1/4"	蓝色	35E-Purple	5/16"	紫色
34E-Grey	1/4"	灰色			
34E-Black	1/4"	黑色			
34E-Black+White	1/4"	黑色+白色			

## 医用胶管接头 Medical Hose Adapters

### 特点 Features

- 应用于气源与医疗设备间的气体传输
- 适用于氧气、负压吸引、医用空气、笑气、废气、二氧化碳、氮气、氦气、动力空气
- 接头形式: Ohmeda®, DISS, Chemetron®, Puritan-Bennett®, FS, GS, BS, NS
- 最大工作压力: 200 psi
- 接头采用铜合金制造, 表面电镀, 清洁处理
- 欧盟 CE 认证, 符合标准 ISO 5359



34U-OXY-BS/DS-3



34U-AIR-BS/DS-3



34I-OXY-BS/NS-3



34I-AIR-BS/NS-3

软管接头  
HB4-NT2  
HB5-NT2



Y 型连接块  
Y-FNT2  
3-1/8-NPT Female



### 订购指南 Ordering Information

Ex: 34	U	- OXY	- OH / DS	- 15	
胶管大小 Hose	颜色代码 Color Code	气体代码 Gas Code	进气 / 出气接头形式 Inlet / Outlet Connection	胶管长度 Hose Length	
34: 1/4" 35: 5/16"	U: USA 标准 I: ISO 标准 G: 国标	OXY: 氧气 VAC: 负压 AIR: 医用空气 N2O: 笑气 N2: 氮气 CO2: 二氧化碳 WAGD: 废气 A8: 动力空气	OH: Ohmeda® 接头 DH: DISS 手旋接头 CH: 3103 (Chemetron®) 系列接头 FS: 3105 (FS 法式) 系列接头 BS: 3107 (BS 英式) 系列接头 SIS: 3109 (SIS 澳式) 系列接头 FOH: Ohmeda® 系列微型终端 FGS: 3916 (GS 德式) 系列微型终端 FBS: 3917 (BS 英式) 系列微型终端 FSIS: 3109 (SIS 澳式) 系列微型终端	DS: DISS 六角接头 NS: NISS六角接头 PB: 3104 (Puritan-Bennett®) 系列接头 GS: 3106 (GS 德式) 系列接头 JIS: 3108 (JIS 日式) 系列接头 FDS: DISS 系列接头座 FNS: NIST系列接头座 FJIS: 3918 (JIS 日式) 系列微型终端	0.5: 0.5 米 3: 3 米 15: 15 米

订购特殊尺寸胶管, 只须在胶管长度处用三位数标明所需的胶管尺寸即可

例: 订购 1/4" USA 标准医用氧气胶管 15 米, 两端接头分别为 Ohmeda® 接头与 DISS 手旋接头。型号为: 34U-OXY-OM/DH-15

# MEDICAL GAS ADAPTERS















医用气体接头

Solutions for Life

## 医用气体接头 Medical Gas Adapters

- 医用气体接头应用于气体终端与医疗设备的气体传输
- 接头采用铜合金制造, 表面电镀

### Ohmeda® 式

Ohmeda® 式	USA 标准	ISO 标准	USA 标准	ISO 标准
				
	氧气 (Oxygen)	氧气 (Oxygen)	医用空气 (Medical Air)	医用空气 (Medical Air)
				
1/8" NPT 外螺纹接头	3111U-OXY-NT2	3111E-OXY-NT2	3111U-AIR-NT2	3111E-AIR-NT2
				
1/4" 软管接头	3111U-OXY-HB4	3111E-OXY-HB4	3111U-AIR-HB4	3111E-AIR-HB4

### Chemetron® 式

Chemetron® 式	USA 标准	ISO 标准	USA 标准	ISO 标准
				
	氧气 (Oxygen)	氧气 (Oxygen)	医用空气 (Medical Air)	医用空气 (Medical Air)
				
1/8" NPT 外螺纹接头	3103-OXY-NT2	3103E-OXY-NT2	3103-AIR-NT2	3103E-AIR-NT2
				
1/4" 软管接头	3103-OXY-HB4	3103E-OXY-HB4	3103-AIR-HB4	3103E-AIR-HB4











## 医用气体接头 Medical Gas Adapters

### DISS 式

DISS 式	USA 标准	ISO 标准	USA 标准	ISO 标准	六角	六角
						
	氧气 (Oxygen)	氧气 (Oxygen)	医用空气 (Medical Air)	医用空气 (Medical Air)	氧气 (Oxygen)	医用空气 (Medical Air)
						
1/8" NPT 外螺纹接头	3222U-OXY-NT2	3222E-OXY-NT2	3222U-AIR-NT2	3222E-AIR-NT2	3102-OXY-NT2	3102-AIR-NT2
						
1/4" 软管接头	3222U-OXY-HB4	3222E-OXY-HB4	3222U-AIR-HB4	3222E-AIR-HB4	3102L-OXY-HB4	3102L-AIR-HB4

### Puritan-Bennett® 式

Puritan-Bennett® 式		
	USA 标准	氧气 (Oxygen)
		
1/8" NPT 外螺纹接头	3104-OXY-NT2	3104-AIR-NT2
		
1/4" 软管接头	3104-OXY-HB4	3104-AIR-HB4

### FS 法式


FS 法式		
	ISO 标准	氧气 (Oxygen)
		
1/8" NPT 外螺纹接头	3105E-OXY-NT2	3105E-AIR-NT2
		
1/4" 软管接头	3105E-OXY-HB4	3105E-AIR-HB4

# MEDICAL GAS ADAPTERS


医用气体接头

Solutions for Life







## 医用气体接头 Medical Gas Adapters









GS 德式		
GS 德式		
	氧气 (Oxygen)	医用空气 (Medical Air)
		
1/8" NPT 外螺纹接头	3116-OXY-NT2	3116-AIR-NT2
		
1/4" 软管接头	3116-OXY-HB4H	3116-AIR-HB4H

BS 英式		
BS 英式		
	氧气 (Oxygen)	医用空气 (Medical Air)
		
1/8" NPT 外螺纹接头	3117-OXY-NT2	3117-AIR-NT2
		
1/4" 软管接头	3117-OXY-HB4	3117-AIR-HB4







JIS 日式		
JIS 日式		
	氧气 (Oxygen)	医用空气 (Medical Air)
		
1/8" NPT 外螺纹接头	3108-OXY-NT2	3108-AIR-NT2
		
1/4" 软管接头	3108-OXY-HB4H	3108-AIR-HB4H




SIS 澳式		
SIS 澳式		
	氧气 (Oxygen)	医用空气 (Medical Air)
		
1/8" NPT 外螺纹接头	3109-OXY-NT2	3109-AIR-NT2
		
1/4" 软管接头	3109L-OXY-HB4	3109L-AIR-HB4









DISS 接头座		
DISS	氧气 (Oxygen)	医用空气 (Medical Air)
1/8" 或 1/4" NPT 外螺纹接头	 DISS-OXY-NT2(NT4)	 DISS-AIR-NT2(NT4)
1/8" 或 1/4" NPT 带单向阀接头	 DISS-OXY-NT2(NT4)/CHK	 DISS-AIR-NT2(NT4)/CHK
1/4" 软管接头	 DISS-OXY-HB4	 DISS-AIR-HB4









NIST / FNIST 接头座		
NIST	氧气 (Oxygen)	医用空气 (Medical Air)
1/4" 软管接头	 NIST-OXY-HB4	 NIST-AIR-HB4
1/8" 或 1/4" NPT 外螺纹接头	 FNIST-OXY-NT2(NT4)	 FNIST-AIR-NT2(NT4)
1/8" 或 1/4" NPT 带单向阀接头	 FNIST-OXY-NT2(NT4)/CHK	 FNIST-AIR-NT2(NT4)/CHK
1/4" 软管接头	 FNIST-OXY-HB4	 FNIST-AIR-HB4

## 微型终端 Couplers







Ohmeda® 式微型终端		
Ohmeda®		
USA 标准	氧气 (Oxygen)	医用空气 (Medical Air)
1/8" NPT 外螺纹接头	 3911U-O-NT2	 3911U-A-NT2
1/4" 软管接头	 3911U-O-HB4	 3911U-A-HB4

FS 法式微型终端		
FS		
SIS 标准	氧气 (Oxygen)	医用空气 (Medical Air)
1/8" NPT 外螺纹接头	 3915E-O-NT2	 3915E-A-NT2
1/4" 软管接头	 3915E-O-HB4	 3915E-A-HB4

JIS 日式微型终端		
JIS		
	氧气 (Oxygen)	医用空气 (Medical Air)
1/8" NPT 外螺纹接头	 3918E-O-NT2S	 3918E-A-NT2S
1/4" 软管接头	 3918E-O-HB4S	 3918E-A-HB4S
1/8" NPT 内螺纹接头	 3918E-O-FNT2S	 3918E-A-FNT2S

DIN 德式微型终端		
DIN		
	氧气 (Oxygen)	医用空气 (Medical Air)
1/8" NPT 外螺纹接头	 3916E-O-NT2S	 3916E-A-NT2S
1/4" 软管接头	 3916E-O-HB4S	 3916E-A-HB4S
1/8" NPT 内螺纹接头	 3916E-O-FNT2S	 3916E-A-FNT2S

SIS 澳式微型终端		
SIS		
	氧气 (Oxygen)	医用空气 (Medical Air)
1/8" 或 1/4" NPT 外螺纹接头 带单向阀	 3109M-OXY-NT2(NT4)/CHK	 3109M-AIR-NT2(NT4)/CHK
1/4" 或 5/16" 软管接头	 3109M-OXY-HB4/CHK	 3109M-AIR-HB4/CHK

BS 英式微型终端		
BS		
	氧气 (Oxygen)	医用空气 (Medical Air)
1/8" NPT 外螺纹接头	 3917E-O-NT2S	 3917E-A-NT2S
1/4" 软管接头	 3917E-O-HB4S	 3917E-A-HB4S

# TWIN COUPLER

双微型终端

Solutions for Life

## 双微型终端 Twin Coupler

双微型终端适用于 Ohmeda, DISS式, 英式 (BS), 澳式 (SIS), 德式 (DIN), 日式 (SIS) 等。



**Ohmeda® 式**  
Y-OXY-CPLR-OH



**德式 GS**  
Y-OXY-CPLR-GS



**英式 BS**  
Y-AIR-CPLR-BS



**日式 JIS**  
Y-OXY-CPLR-JIS



**DISS**  
Y-OXY-CHK-DH



**法式 Afnor FS**  
Y-OXY-CPLR-FS



**澳式 SIS**  
Y-OXY-CPLR-SIS

### 转换接头



1-8FMPT-hose  
90° 转换接头, 1/8"-FNPT



NT2-HB4/5  
1/8"-NPT, 1/4" (5/16")



FNT2-HB4/5  
1/8"-FNPT, 1/4" (5/16")



R892M-51  
1/8"-NPT



FM-E1/2  
1/8"-NPT, 1/8"-FNPT



FM-E2  
2" 加长接头, 1/8"-NPT, 1/8"-FNPT

### 软管接头



3102A-OXY-HB4  
3102P-OXY-HB4  
流量计出口接头 (铝合金)



3100E-HB-01(绿色)  
流量计出口接头 (塑料)



3100E-HB-01(白色)  
流量计出口接头 (塑料)



NIST-OXY-HB4 / NIST-AIR-HB4 /  
NIST-VAC-HB5  
NIST 接头 (电镀)

### 其他



FMS-2  
安全绳

## 881VR, 882VR 系列负压吸引器 881VR, 882VR Series Suction Regulator

### 切换开关

- 指拨式切换开关
- 带工作模式指示标贴
- 可自行设定间歇时间，出厂设定为吸引 16 秒，停 8 秒

### 内部结构

- 机械部件较少，维护容易
- 耐腐蚀、无需润滑
- 重量轻
- 正负压保护装置

### 调节旋钮

- 抽吸压力可依需求无级设定
- 采用纳米抗菌技术
- ISO 色标可供选择



### 溢流保护

- 防止废液集满后倒流

### 夜光表盘

- 2-1/2" 表盘
- 精度：满量程的  $\pm 4\%$
- 不同的负压段，采用不同的颜色标识
- 顺时针、逆时针或数显三种模式



### 外壳

- 采用工程塑料
- 流线型紧凑设计
- 用消毒剂即可清洁干净
- 背面升级设计，清洁无死角



### 吸引口

- 兼容不同形式的接头，并可根据客户需求定制



881VR-300-XX  
间歇式负压吸引器，  
0~300 mmHg，数显式压力表

# SUCTION REGULATORS

负压吸引器

Solutions for Life

## 881VR, 882VR 系列负压吸引器 881VR, 882VR Series Suction Regulator

	881VR 系列多用途式 (连续/间歇)			882VR 系列连续式			
真空表转向 顺时针	 881VR-160 儿童	 881VR-200 成人	 881VR-300 成人	 882VR-160 儿童	 882VR-200 成人	 882VR-300 成人	 882VR-760 外科手术
真空表转向 逆时针	 881VR-160E 儿童		 881VR-300E 成人	 882VR-160E 儿童		 882VR-300E 成人	 882VR-760E 外科手术
数显式	 881VR-160D 儿童		 881VR-300D 成人	 882VR-160D 儿童		 882VR-300D 成人	 882VR-760D 外科手术
工作模式	3 种模式	3 种模式	3 种模式	2 种模式	2 种模式	2 种模式	2 种模式
OFF	√	√	√	√	√	√	√
CONT	√	√	√	√	√	√	√
INT	√	√	√	X	X	X	X
满负压量程	0~160 mmHg	0~200 mmHg	0~300 mmHg	0~160 mmHg	0~200 mmHg	0~300 mmHg	0~760 mmHg
真空表显示量程	0~160 mmHg	0~200 mmHg	0~300 mmHg	0~160 mmHg	0~200 mmHg	0~300 mmHg	0~760 mmHg
真空表精度	± 4%	± 4%	± 4%	± 4%	± 4%	± 4%	± 4%
间歇时间	通 16 秒, 断 8 秒	通 16 秒, 断 8 秒	通 16 秒, 断 8 秒	/	/	/	/
流量	>35 l/min (CONT) 7~9 l/min (INT)	>35 l/min (CONT) 7~9 l/min (INT)	>35 l/min (CONT) 7~9 l/min (INT)	>35 l/min	>35 l/min	>35 l/min	>35 l/min
重量	0.5 Kg			0.4 Kg			
尺寸	6.3" H × 3.15" W × 3.94" D / 16 × 8 × 10 cm			6.3" H × 3.15" W × 3.94" D / 16 × 8 × 10 cm			

# SUCTION REGULATORS

负压吸引器

Solutions for Life

## 订购指南 Ordering Information



负压口

吸引口

00	OH	DH	DS	CH	PB
 无接头 1/8" NPT (F)	 Ohmeda® 接头 3111-VAC-NT2	 DISS 手动接头 3222-VAC-NT2	 DISS 六角接头 3102-VAC-NT2	 Chemetron® 接头 3103-VAC-NT2	 Puritan-Bennett® 接头 3114-VAC-NT2
FS	GS	BS	JIS	SIS	
 法式接头 3105-VAC-NT2	 德式接头 3116-VAC-NT2	 英式接头 3117-VAC-NT2	 日式接头 3108-VAC-NT2	 澳式接头 3209-VAC-NT2	

A	T	C	B	D
 无接头 1/8" NPT (F)	 带溢流保护杯 (配成套接头)	 带溢流保护杯 专用接头	 带 DISS 负压接头	 带软管接头 (5/16")

Ex: 882VR	- 300	E	- 00	- T
系列号 Series	量程 Measuring Range	负压表 Suction Gauge	负压口连接 Vacuum Connection	吸引口连接 Suction Connection
881VR: 连续/间歇 882VR: 连续式	160: 0~160 mmHg 200: 0~200 mmHg (仅适用于顺时针模式的负压吸引器) 300: 0~300 mmHg 760: 0~760 mmHg	空: 顺时针 E: 逆时针 D: 数显	00: 无接头 1/8" NPT (F) OH: 3111U (Ohmeda®) 系列接头 DH: 3222U (DISS手动) 系列接头 DS: 3102 (DISS六角) 系列接头 CH: 3103 (Chemetron®) 系列接头 PB: 3104 (Puritan-Bennett®) 系列接头 FS: 3105 (法式) 系列接头 GS: 3116 (德式) 系列接头 BS: 3117 (英式) 系列接头 JIS: 3108 (日式) 系列接头 SIS: 3109 (澳式) 系列接头	A: 无接头 1/8" NPT (F) T: 带溢流保护杯 (配成套接头) C: 带溢流保护杯专用接头 D: 带软管接头 (5/16") B: 带 DISS 负压接头

# VENTURI SUCTION REGULATORS

Venturi 负压吸引器

Solutions for Life

## 880VS 系列 Venturi 负压吸引器 880VS Series Venturi Suction Regulator



### 负压表

- 2" 表盘, 读数清晰
- 不同的负压段, 采用不同的颜色标识
- 双刻度显示 (kPa / mmHg)

### 正压保护装置

- 减压阀提供正压保护
- 符合标准 ISO 10079-3 标准

### 调节旋钮

- 大旋钮, 容易调节负压压力
- 内置消音器, 降低噪声

### 接头

- 可附带各种医疗接头
- 型号后“XX”表示  
空: 不带接头  
OH: Ohmeda® 接头  
DN: DISS 六角接头  
DH: DISS 手旋接头  
CH: 3103 (Chemetron®) 系列接头  
PB: 3104 (Puritan-Bennett®) 系列接头  
FS: 3105 (FS 法式) 系列接头  
GS: 3106 (GS 德式) 系列接头  
BS: 3107 (BS 英式) 系列接头  
JIS: 3108 (JIS 日式) 系列接头  
SIS: 3109 (SIS 澳式) 系列接头

### Venturi 技术

- 使用正压气源创建一个大量负压
- 控制范围: -1 kPa ~ -80 kPa
- 保证稳定的真空压力

### 吸引口

- 兼容不同形式的接头,  
可根据客户需求定制

### 溢流保护

- 防止废液集满后倒流

### 技术参数 Technical Specification

尺寸 (H x W x D)	90 x 90 x 60 mm
重量	490 g
负压范围	-1 kPa ~ -80 kPa
最大流量	> 25 L / min
动力气压 (空气/氧气)	300 ~ 500 kPa
真空控制	针阀控制 venturi
负压表量程	0 ~ -100 kPa 0 ~ 760 mmHg

880VS-760-00-A-T

Venturi 负压吸引器  
空气, 带溢流保护杯



# VENTURI SUCTION REGULATORS

Solutions for Life

Venturi 负压吸引器

## 订购指南 Ordering Information



00	OH	DH	DS	CH	PB
 无接头 1/8" NPT (F)	 Ohmeda® 接头 3111-OXY-NT2 3111-AIR-NT2	 DISS 手动接头 3222-OXY-NT2 3222-AIR-NT2	 DISS 六角接头 3102-OXY-NT2 3102-AIR-NT2	 Chemetron® 接头 3103-OXY-NT2 3103-AIR-NT2	 Puritan-Bennett® 接头 3114-OXY-NT2 3114-AIR-NT2
FS	GS	BS	JIS	SIS	
 FS 法式 3105-OXY-NT2 3105-AIR-NT2	 GS 德式 3116-OXY-NT2 3116-AIR-NT2	 BS 英式 3117-OXY-NT2 3117-AIR-NT2	 JIS 日式 3108-OXY-NT2 3108-AIR-NT2	 SIS 澳式 3209-OXY-NT2 3209-AIR-NT2	

A	T	TD	TH	H	D	N	F
 无接头 1/8" NPT (F)	 带溢流保护杯 (配成套接头)	 带溢流保护杯 (配 DISS 接头)	 带溢流保护杯 (配 DISS 手动接头)	 带软管接头 (5/16")	 带 DISS 负压接头	 带 NIST 接头	 带溢流保护杯 专用接头

Ex: 880VS	- 760	- 00	- A	- T
系列号 Series	量程 Measuring Range	负压口连接 Vacuum Connection	驱动气体 Driving Gas	吸引口连接 Suction Connection
880VS	760: 0~760 mmHg	00: 无接头 1/8" NPT (F) OH: 3111U (Ohmeda®) 系列接头 DH: 3222U (DISS手动) 系列接头 DS: 3102 (DISS六角) 系列接头 CH: 3103 (Chemetron®) 系列接头 PB: 3104 (Puritan-Bennett®) 系列接头 FS: 3105 (法式) 系列接头 GS: 3116 (德式) 系列接头 BS: 3117 (英式) 系列接头 JIS: 3108 (日式) 系列接头 SIS: 3109 (澳式) 系列接头	A: 空气 O: 氧气	00: 无接头 1/8" NPT (F) T: 带溢流保护杯 (配成套接头) TD: 带溢流保护杯 (配 DISS 接头) TH: 带溢流保护杯 (配 DISS 手动接头) H: 带软管接头 (5/16") D: 带 DISS 负压接头 N: 带 NIST 接头 F: 带溢流保护杯专用接头

# SUCTION REGULATORS

负压吸引器

Solutions for Life

## M 系列负压吸引器 M Series Suction Regulator



882 VRM

### 特点 Features

- 特有“设置档”，避免误操作
- 自动补偿式稳压器，输出负压稳定
- 设有正负压安全阀，具有正负压保护功能

## 负压发生器 Ejector Module



880VE-00/U

### 特点 Features

- 配合负压吸引器使用于麻醉呼吸机
- 带正压保护
- 带消声装置
- 最大负压值: 0 ~ 600 mmHg
- 负压吸入量: 25 L / min
- 噪音: 50 ~ 60 dBa
- 本体: 铝合金阳极氧化处理

## 溢流保护杯 Suction Trap

与负压吸引器配合使用,防止污物进入真空系统



# EJECTOR SUCTION SOLUTION

射流负压吸引系统

Solutions for Life

## 射流负压吸引系统 Ejector Suction System



### 订购指南 Ordering Information

Ex: 881VG	- 300	E	- A	- 00	- T	- 1L	* 2
系列号 Series	量程 Measuring Range	指针旋转方式 Pointer Rotate Mode	驱动气体 Driving Gas	负压口接头 Vacuum Connection	吸引口接头 Suction Connection	集液瓶规格 Canister Volume	集液瓶数量 Canister Quantity
881VG: 连续 / 间歇 882VG: 连续	160: 0~160 mmHg 200: 0~200 mmHg 300: 0~300 mmHg 760: 0~760 mmHg*	空: 顺时针 (美标) E: 逆时针 (ISO)	A: 空气驱动 O: 氧气驱动	00: 无接头 1/8" NPT (F) FDS: DISS 软管 接头 (USA) FNS: NIST 软管 接头 (ISO)	T: 带溢流保护杯 (配成套接头)	1L: 1L 1.5L: 1.5L 2.5L: 2.5L	1: 1 个集液瓶 2: 2 个集液瓶 .....

\*只适用于882VG系列)

负压口连接软管标准配置为 0.5 米, 如需其他规格, 敬请联系捷锐公司

## DL 系列一次性废液收集袋组 DL Series Disposable Collection Jars

### 特点 Features

- 适用于医院处理病患废液的引流和储存
- 采用整体密封，带逆止阀与溢流阀，双重防止废气、废液进入患者与医院设备
- 采用自密封溢流过滤细菌阀，过滤细菌同时可自动阻断液体、停止负压，防止液体溢出；避免在传统浮头方式中，因气泡所造成的密封不稳定现象
- 采用环保材料制成，符合环境要求
- 可与医用滑块或移动吸引站支架搭配使用，单瓶抽吸、双瓶串接、四瓶串接和四瓶双抽吸，实现不同使用需求
- 搭配重复式集液瓶使用，可通过瓶体刻度读取液体容量
- 通过袋体上盖颜色和相关标识，指引正确连接



### 订购指南 Ordering Information

DL-2000B(L)	DL-2000W(L)	DL-1000B(L)	DL-1000W(L)	615-901(L)	615-902	615-903	615-904	615-905
废液收集袋，带溢流保护阀，2L (Φ6-8 软管接口)	废液收集袋，不带溢流保护阀，2L (Φ6-8 软管接口)	废液收集袋，带溢流保护阀，1L (Φ6-8 软管接口)	废液收集袋，不带溢流保护阀，1L (Φ6-8 软管接口)	集液瓶，2L，可重复使用	负压软管，0.75 m，带接头	负压软管，2 m，带接头	负压软管，3 m，带接头	负压软管，10 m，不带带接头

# COLLECTION JARS

集液瓶

Solutions for Life

## 集液瓶 Medical Canisters

主要应用于医疗废液的收集,可与负压调节器配合使用。带溢流保护,防止废液集满后倒流。




### SJ 系列重复式集液瓶 SJ Series Reusable Collection Jars

#### 特点 Features

- 有 1 L, 1.5 L, 2.5 L 可供选择
- SJ-1000 (1 L) 瓶盖为铝合金,表面阳极化,旋盖式结构
- SJ-1500 (1.5 L) 和 SJ-2500 (2.5 L) 瓶盖为聚碳酸酯材质,自锁式结构
- 瓶身均为聚碳酸酯材质
- 带固定架,可悬挂于滑块槽内
- 可121°C 高温消毒,反复使用

#### 使用示意图 Diagram



### DJ 系列一次性集液瓶 DJ Series Disposable Collection Jars

#### 特点 Features

- 有 0.85 L, 1 L, 2 L 可供选择
- 一次性使用

#### 订购指南 Ordering Information

型号	SJ-1000A	SJ-1000B	SJ-1500	SJ-2500	DJ-850	DJ-1000	DJ-2000
容量	1 L	1 L	1.5 L	2.5 L	0.85 L	1 L	2 L
负压接口	DISS	软管	软管	软管	软管	软管	软管
人体连接	软管	软管	软管	软管	软管	软管	软管

# MEDICAL WALL SLIDE, CANISTER STATION, SUCTION HOSE

Solutions for Life

医用滑块、吸引站支架、吸引管

## 医用滑块 Medical Wall Slide

- 用于悬挂集液瓶、空氧混合器等



SJ-CLP  
滑杆安装, (Φ8~20)



CLP-D40-45  
滑杆安装, (Φ12~40)



CLP-D30  
滑杆安装, (Φ10~30)



3910-Sld  
设备带式滑块



3820-Sld  
墙式滑块



## 吸引站支架 Canister Station

- 用于悬挂和支撑集液瓶
- 带五个脚轮, 可锁紧定位
- 可悬挂 1 ~ 4 个集液瓶
- 入口连接: DISS 或软管接头



DISS 接头

软管接头



810-00(DH) / 810-00(HB)

## 吸引管 Suction Hose

型号 Model	规格说明 Specification	材质 Material
ST6-4	Ø6 (1/4") x 4 m, 带吸引头	食品级 PVC
ST6-100	Ø6 (1/4") x 100 m, 不带吸引头	食品级 PVC
ST8-4	Ø8 (5/16") x 4 m, 带吸引头	食品级 PVC
ST8-160	Ø8 (5/16") x 160 m, 不带吸引头	食品级 PVC



# DISPOSABLE BACTERIA FILTERS

过滤器

Solutions for Life

## 过滤器 Disposable Bacteria Filters



- 阻水过滤型, 防止污染物和废液进入负压吸引器和真空系统
- 采用 PVDF 过滤材料, 过滤病毒和细菌, 防止病菌污染
- 外壳: 吸入口为半透明的医用塑料, 负压口为白色医用塑料, 视觉上区分吸入口和负压口, 预防连接错误
- 过滤面积: 30 cm<sup>2</sup>
- 过滤精度: 0.22 μm, 0.45 μm
- 吸入口连接: Φ6 ~ Φ10 软管
- 负压口连接: Φ6 ~ Φ10 软管, 1/8" NPT
- 操作温度上限: 60°C (140°F)
- 工作压力: -100 kPa ~ 100 kPa






F11-HB




F11-NT2/HB



F11-HB



F11-NT2/HB



型号 Model	产品描述 Description
F11-NT2 / HB-0.45	阻水型, 吸入口连接: Φ6 ~ Φ10 软管, 负压口连接: 1/8" NPT, 过滤精度: 0.45 μm
F11-HB-0.45	阻水型, 吸入口连接: Φ6 ~ Φ10 软管, 负压口连接: Φ6 ~ Φ10 软管, 过滤精度: 0.45 μm





## 医用供气系统及器械总览

- 医用供气系统整体解决方案
- 气源设备
- 供气监控系统
- 阀箱及压力控制箱
- 设备带及终端
- 氧气治疗器械
- 负压治疗器械
- 医用附件
- 呼吸护理



## 医用汇流排

- 半自动切换气体汇流排
- 全自动切换表显式气体汇流排
- 全自动切换数显式气体汇流排
- 全自动切换低温液体钢瓶汇流排
- 汇流排附件



## 医用终端、设备带

- 分体式终端
- 一体式终端
- 设备带
- 壁画式终端箱
- 附件



## GM100M 系列报警系统

- GM100M-A
- GM100M-C
- GM100M-D



## 医用生殖中心供气系统整体解决方案

- GMH系列高纯气体全自动汇流排
- P42 系列不锈钢二级减压阀组
- 3816 系列高纯气体不锈钢终端
- 高纯气体低压不锈钢减压器



## 救护车供气系统整体解决方案

- 减压器
- 气体控制面板
- 三通接头
- 供气终端
- 气体胶管
- 氧气吸入器
- 医用耗材
- 单一气源监控器



## 呼吸照护系列产品

- 空氧混合器
- 智能雾化系统
- 集成压电式雾化器
- 震动网筛雾化器
- 手持压电式雾化器
- 多功能全效喷雾罐
- 储雾罐
- 负压废液收集袋组
- 麻醉、呼吸管路
- 成人人工肺



## 麻醉呼吸管路

- 成人型麻醉呼吸管路
- 儿童型麻醉呼吸管路



## 雾化室整体解决方案

- 医用设备带
- 移动式终端盒
- 流量计
- 医用气体胶管接头
- 雾化桌
- Nebu 压电式雾化器
- Nebucare 压电式雾化器-集成式
- NebuSmart 多功能全效喷雾罐



## GMX 系列空氧混合器



## G-Smart 成人人工肺



## Nebucare 集成压电式雾化器

您可以通过以下 2 种方式了解更多相关目录

- 1、直接联系捷锐公司告诉我们你所感兴趣的目录
- 2、登入我们的网站注册帐户,即可查看并下载目录

如果您想了解我们全部的医疗产品,敬请访问我们的网站: [www.gentec.com](http://www.gentec.com)





北京办事处(华北地区)

电话: 010-85367028

传真: 010-85367028

地址: 北京市朝阳区常营么家店路2号院

2号楼1单元702

成都办事处(西南地区)

电话: 028-85085744

传真: 028-85081044

地址: 成都市武侯区武侯大道双楠段100号

月光诚品3栋9楼908号

青岛办事处(山东地区)

电话: 0532-66776940

传真: 0532-66776941

地址: 青岛市市南区福州南路19号

3号楼2404室

深圳办事处(华南地区)

电话: 0755-22678552

传真: 0755-22678553

地址: 深圳市南山区西丽南路留仙大道交汇处

众冠西郡园1栋A-11C

西安办事处(西北地区)

电话: 029-88216277

传真: 029-88816318

地址: 西安市雁塔区南二环西段154号

易和蓝钻办公楼一单元10层04室

武汉办事处(华中地区)

电话: 027-88121829

传真: 027-88122039

地址: 武汉市武昌区名邸公馆

A区3栋2单元1501室



捷锐企业(上海)有限公司

GENTEC (SHANGHAI) CORPORATION

上海市松江区文吉路499号, 201616

电话: 021-67727722

传真: 021-67727754

网址: [www.gentec.com](http://www.gentec.com)

电子邮件: [info@gentec.com.cn](mailto:info@gentec.com.cn)



Genstar Technologies Company Inc.

4525 Edison Avenue, Chino, CA 91710, USA

Tel: 909-606-2726

Fax: 909-606-6485

[www.gentec.com](http://www.gentec.com)



关注微信公众号“捷锐悦呼吸”

随时了解更多新品发布、专业产品知识、展会活动等

捷锐——为您提供医用供气系统整体解决方案